

# ORTHO STRAPS VELCRO FOR CCO/ORTOS



Placera banden med lagom avstånd mellan varandra. Om nödvändigt klipp till kardborrebandets ändar och anpassa längden individuellt.



Trä igenom ena kardborre änden genom hålet på ORTHO STRAPS.



Drag med båda händerna i varje ände, för att stänga gipsortosen.



Av och påtagbar gipsortos.  
Färdigt resultat.

[www.poptek.se](http://www.poptek.se)

Diakongatan 24, 216 23 Malmö. 040-492400